



PROTHESEUS



Katalog

Material

VERSION: 01.11.2024

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

1. Harze und Zubehör
2. PVA-Folien
3. Carbon
4. SynPro Verbundfaser
5. ORTHOFLAX® Gewebe
6. Carbon Dekor
7. Trikotschläuche
8. Glitzer-Perlonschlauch
9. Hartschaum und Weichschaum
10. Kosmetik Schaum + Schale zum_Aufschäumen für Unterschenkel
11. Abformer
12. Silikone RTV und HTV
13. Gleitbeschichtung für Silikon HTV
14. Tiefzieh/Kunststoff-Platten
15. Proteoflex - Supra Color
16. Turbocast Produkte
17. Multiform
18. Klettverschlüsse
19. Plastazote, Zellgummi
20. Neoprene
21. Polster und Mikroklett
22. Textilien
23. PVC Klettverschlüsse
24. Elastisches Kantenband und_Nähfaden
25. Hohlnieten
26. Comfort-Polsterstreifen_Rollschneider und Schlaufen
27. Klebstoffe
28. Durafit Einlagenbezüge
29. Gipsbinden
30. Klebebänder
31. Schleifmittel

1. Harze und Zubehör

Harze

Carbonharz Acryl

Acrylharz speziell für die Verarbeitung von Carbonfasern

Artikelnummer	Einheit
MB02509	0,9 kg
MB02546	4,6 kg



Laminierharz 80/20

Bewährtes Acrylharz zum Laminieren

Artikelnummer	Einheit
MB02009	0,9 kg
MB02046	4,6 kg



Siegelharz

Siegelharz zum Verkleben von Acryl-, Holz und PUR-Hartschaumteilen

Artikelnummer	Einheit
MB02109	0,9 kg
MB02146	4,6 kg



Gießharz 103 weich, plastisch

Acryl-Gießharz zur Herstellung flexibler Bauteile

Artikelnummer	Einheit
MB02309	0,9 kg
MB02346	4,6 kg



Acryl Harze FREE

- Bisphenol A frei
- Lösungsmittelfrei
- Sulfatfrei
- UV beständig (verhindert gelbliche Verfärbung)
- Acrylharz FREE ist leicht lila, wird beim Verarbeiten GLASKLAR



Artikelnummer	Art	Einheit	Verpackung
MB01504	Carbonharz C FREE Acryl	4,6 kg	Kanne




Verarbeitungshinweise:

- Verwenden Sie Härterpulver
- Topfzeit +/- 20 Minuten
- Die Verarbeitungstemperatur während des Aushärteprozesses beträgt ca. 100-110°C



Härterpulver FREE

- CMR frei 

Artikelnummer	Menge	Verpackung
MB06015F	150 gr.	Dose



Epoxy Harze

Orthopoxy Clear Green Laminierharz und Härter

- Bisphenol A frei
- Schnell aushärtend für Arbeiten in der Prothetik
- Glasklar
- Bei 100°C ca. 1 Stunde tempnern
- Mischungsverhältnis 100 Harz : 40 Härter



Artikelnummer	Art	Menge
MGCFR01C	Harz	1 kg
MGCFR03C	Harz	5 kg
MGCFD01C	Härter	0,4 kg
MGCFD03C	Härter	2 kg

Orthopoxy Green Slow Harz und Härter

- Bisphenol A frei
- Langsam aushärtend für die Orthetik
- Bei 100°C ca. 1 Stunde tempnern
- Mischungsverhältnis 100 Harz : 40 Härter



Artikelnummer	Art	Menge
MGCSR01	Harz	1 kg
MGCSR03	Harz	5 kg
MGCS01	Härter	0,4 kg
MGCS03	Härter	2 kg



Carbon PX Harz

CarbonPX-Epox Harz

- Hochfestes Harz für dünne Lamine
- Verbindet sich perfekt mit Carbonfasern
- Übergießbar
- Kein Tempern notwendig
- Härterpulver zum Aushärten

Artikelnummer	Einheit
MB01619	0,9 kg
MB01614	4,6 kg



Härterpulver für Acryl–Carbon PX Harz

Härterpulver für Harze

Artikelnummer	Einheit
MB06015	150 g Beutel
MB06050	500 g Beutel
MB06015F	150 g Dose – CMR - FREE
MB06016	50 g Paste in Tube



Protheflex PU Harz

Super flexibles Harz zur Herstellung von flexiblen Komponenten

Artikelnummer	Einheit
MB0010AB	1,4 kg



Benötigtes Zubehör

Artikelnummer	Art
MB0008E	EPO.-Release 400 ml Trennmittel für Epoxy und PU-Harz

Flüssighärter

Flüssighärter für Harze

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MB06060	125ml Dose, Gebrauch: 2-3%	Stück





Farbpaste für Harze im Druckspender

Farbpaste für Acryl und PU Harze 200 g

Artikelnummer	Farbe
MBPC178ST	haut
MB07009E	feuerrot
MB07010E	schwarz
MB07011E	blau
MB07012E	weiß
MB07013E	gelb
MB07016E	grün



Zubehör

Messbecher

Artikelnummer	Größe	Einheit
MB74230	1000 ml PP klar	30 Stück
MB742451	500 ml PP klar	50 Stück
MB74246	140 ml Pappe weiß	50 Stück
MB74247	350 ml Pappe weiß	100 Stück



Holzanrührspatel

Artikelnummer	Größe	Einheit
MB75015	15 cm	100 Stück
MB75025	25 cm	100 Stück



Plastilin

Artikelnummer	Einheit
MB046900	1 kg





Gipsisoliercreme

Artikelnummer	Einheit
MB08150	1 kg



Isolierspray für nasse Gipse

Artikelnummer	Einheit
MGCM10E	Dose 500 ml



Talkum

Artikelnummer	Einheit
MB017001	1 kg



Nitrilhandschuhe

Artikelnummer	Größe	Einheit
MR404240S	S	1 Pack = 100 Stück
MR404240M	M	1 Pack = 100 Stück
MR404240L	L	1 Pack = 100 Stück
MR404240XL	XL	1 Pack = 100 Stück



Spachtel & Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MB036101	Leicht-Spachtel Polyester 1 Liter	Stück
MB036701E	Glasfaserverstärkte-Spachtelmasse Polyester leicht 0,8kg	Stück
MB06016	Härter-Paste für Spachtel und Harze 50 g	Stück



2. PVA-Folien

PVA-Folien 0,08 mm

PVA-Folienschlauch

- 100 cm lang
- Gerollt
- 20 Stück/Packung



Artikelnummer	Umfang
MB039020	20 cm
MB039030	30 cm
MB039040	40 cm
MB039050	50 cm
MB039060	60 cm

PVA-Folienschlauch

- 100 cm lang
- Gelegt
- 10 Stück/Packung



Artikelnummer	Umfang
MB039021	20 cm
MB039031	30 cm
MB039041	40 cm
MB039051	50 cm
MB039061	60 cm

PVA-Folienschlauch

- 130 cm lang
- Gerollt
- 10 Stück/Packung



Artikelnummer	Umfang
MB039630	30 cm
MB039640	40 cm
MB039650	50 cm
MB039660	60 cm

PVA-Folien 0,1 mm

PVA-Folienschlauch

- Gelegt
- 100 cm lang
- 10 Stück/Packung



Artikelnummer	Umfang	Breite	Länge	Stärke
MB039115	15 cm		100 cm	0,1mm
MB039120	20 cm		100 cm	0,1mm
MB039125	25 cm		100 cm	0,1mm
MB039130	30 cm		100 cm	0,1mm
MB039135	35 cm		100 cm	0,1mm
MB039140	40 cm		100 cm	0,1mm
MB039145	45 cm		100 cm	0,1mm
MB039150	50 cm		100 cm	0,1mm
MB039155	55 cm		100 cm	0,1mm
MB039160	60 cm		100 cm	0,1mm
MB039165	65 cm		100 cm	0,1mm
MB039170	70 cm		100 cm	0,1mm
MB039180	80 cm		100 cm	0,1mm
MB039190	90 cm		100 cm	0,1mm
MB039199	100 cm		100 cm	0,1mm

PVA-Folienschlauch

- Gelegt
- 130 cm lang
- 10 Stück/Packung



Artikelnummer	Umfang
MB039730	30 cm
MB039735	35 cm
MB039740	40 cm
MB039745	45 cm
MB039750	50 cm
MB039755	55 cm
MB039760	60 cm
MB039765	65 cm
MB039770	70 cm

PVA-Folien geschlossen

PVA-Beutel geschlossen (1 Pack = 5 Stück)

Artikelnummer	Umf. Distal	Umf. Proximal	Länge
MB039830	15 cm	30 cm	53 cm
MB039840	20 cm	40 cm	66 cm
MB039850	25 cm	50 cm	66 cm
MB039860	30 cm	60 cm	66 cm
MB039870	35 cm	70 cm	69 cm

Die PVA-Folien sind distal verschweißt.




3. Carbon

Carbon Gewebe


Carbon-Gewebe

Artikelnummer	Gewicht	Bindung	Einheit
MB860081E	200 g	Köperbindung	lfm
MB860091E-25	200 g	Köperbindung	20m Rolle




Prepreg-Carbon Gewebe

Artikelnummer	Gewicht/m ²	Bindung	Einheit
MB671115	410 g/m ²	Unidirektional, 42% Harzanteil	qm
MB671008e	240 g/m ²	Köperbindung, 45% Harzanteil	qm



Innegra-Gewebe


Artikelnummer	Umfang	Bindung	Einheit
MGS191e	200 g/m ²	Köperbindung	lfm



PSP ProtheoSafePreg


Artikelnummer	Umfang	Bindung	Einheit
MB671111	200 g/m ²	Köperbindung 2/2	m

Als Verstärkung verwendbar – bruchfester als Dyneema und in schwarz.



Carbon-Gewebe Honeycomb

Artikelnummer	Gewicht	Breite	Einheit
MB860082	245 g/m ²	100 cm	m





Carbon Schläuche und Bänder

Carbon-Flechtschlauch

Artikelnummer	Material	Breite flachliegend	Durchmesser	Einheit
MC1020	Carbon	20 mm Apparate	40mm	Rolle 25 m
MC1060E	Carbon	60 mm US	125mm	Rolle 10 m
MC1070E	Carbon	80 mm US/OS	150mm	Rolle 10 m
MC1080	Carbon	120 mm OS	160mm	Rolle 10 m
MC1080E	Carbon	180mm OS extra	209mm	Rolle 10m
MC1081	Carbon/Glas	120 mm OS		Rolle 10 m



Carbon-Bänder

Artikelnummer	Breite	Art	Einheit
MC16010	25 mm	Unidirektional	Rolle 50 m
MC16008E	50 mm	Unidirektional	Rolle 20 m
MC16008	50 mm	Unidirektional mit Glasfixierung	Rolle 50 m
MC16007	100 mm	Unidirektional	Rolle 50 m
MC16003	50 mm	Gitter/Leinwand	Rolle 50 m
MC16005	100 mm	Gitter/Leinwand	Rolle 10 m



Carbon-Band bidirektional (Gitter)

Artikelnummer	Breite	Einheit
MC16006	60 mm - 120 mm	Rolle 9,5 m



Fertig-Matrix

Artikelnummer	Lagen/Breite	Länge
MC1011	3 lagig/16 mm	120 cm
MC1012	4 lagig/19 mm	120 cm



4. SynPro Verbundfaser

SynPro Faserschlauch

- Fest
- Nachhaltig
- Kein Juckreiz
- Leichter als Carbon



Artikelnummer	Breite	Umfang	Einheit
MC3S310	8 cm	13 cm - 27 cm	3 m
MC3S350	8 cm	13 cm - 27 cm	15 m
MC3S410	10 cm	20 cm - 36 cm	3 m
MC3S450	10 cm	20 cm - 36 cm	15 m
MC3S510	12 cm	22 cm - 48 cm	3 m
MC3S550	12 cm	22 cm - 48 cm	15 m
MC3S610	15 cm	28 cm - 54 cm	3 m
MC3S650	15 cm	28 cm - 54 cm	15 m
MC3S810	20 cm	34 cm - 78 cm	3 m

SynPro Composite Verstärkungsband

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MC3S300	SynPro Composite Verstärkungs Band 25mm	Rolle 9 m
MC3S175	SynPro Verstärkungs Band 3D 70mm	Rolle 9 m



SynPro kombiniert mit Carbonfaser

Für Orthesen kann es wichtig sein, dass auf einer kleinen Fläche eine hohe Steifigkeit erforderlich ist.

Um dies zu erreichen, können Sie Carbonfaser oder Kevlar mit SynPro kombinieren.

Achten Sie darauf, dass Sie auf der Schnittkante keine Carbonfaser verwenden. Bei der Verarbeitung von Carbonfaser werden kleine Staubteilchen freigesetzt, die für Ihre Gesundheit schädlich sein können.

Sauberer und sicherer arbeiten

Da SynPro eine längere Faser als Carbon hat, staubt es bei der Verarbeitung nicht. Sie werden beim Arbeiten mit SynPro weniger Juckreiz haben.

Verwenden Sie trotzdem immer Ihre regulären Schutzmittel.

5. ORTHOFLAX® Gewebe

Orthoflax-Gewebe

- Biaxial
- 300 g/m²
- 100 cm breit



Artikelnummer	Einheit
MGCBX001	m ²

Orthoflax-Flechtschlauch



Artikelnummer	Durchmesser	Einheit
MGCB153	130 mm	Rolle 5 m
MGCB155	150 mm	Rolle 5 m
MGCB225	225 mm	Rolle 5 m

Orthoflax-Gewebeband



Artikelnummer	Breite	Einheit
MGCSA10	50 mm	Rolle 50 m

Basalt-Flechtschlauch



Artikelnummer	Durchmesser	Einheit
MC2216	150 mm	Rolle 5 m
MC2218	130 mm	Rolle 5 m

6. Carbon Dekor



Artikelnummer	Farbe	Breite
MNO11BB	schwarz/blau metallic	100 cm
MNO11GB	schwarz/grün metallic	100 cm
MNO11PU	schwarz/purpur metallic	100 cm
MNO11RL	schwarz/rot metallic	100 cm
MNO11SL	silber metallic	100 cm
MNO11YE	schwarz/gelb metallic	100 cm

7. Trikotschläuche

Baumwoll-Trikotschlauch

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MC0104	4 cm	weiß	0,5 kg
MC0106	6 cm	weiß	0,5 kg
MC0108	8 cm	weiß	0,5 kg
MC0110	10 cm	weiß	1 kg
MC0112	12 cm	weiß	1 kg
MC0115	15 cm	weiß	1 kg
MC0120	20 cm	weiß	1 kg
MC0125	25 cm	weiß	1 kg
MC0130	30 cm	weiß	1 kg
MC0135	35 cm	weiß	1 kg
MC0140	40 cm	weiß	1 kg



Perlon-Trikotschlauch

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MC0204	4 cm	weiß	0,5 kg
MC0206	6 cm	weiß	0,5 kg
MC0208	8 cm	weiß	0,5 kg
MC0210	10 cm	weiß	1 kg
MC0212	12 cm	weiß	1 kg
MC0215	15 cm	weiß	1 kg
MC0220	20 cm	weiß	1 kg
MC0225	25 cm	weiß	1 kg
MC0230	30 cm	weiß	1 kg
MC0235	35 cm	weiß	1 kg
MC0240	40 cm	weiß	1 kg



Nyl-Glas-Trikotschlauch, superelastisch

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MC0305	5 cm	weiß	1 kg
MC0307	7 cm	weiß	1 kg
MC0309	9 cm	weiß	1 kg
MC0313	13 cm	weiß	1 kg
MC0315	15 cm	weiß	1 kg
MC0322	22 cm	weiß	1 kg



Kräuseltrikotschläuche

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MC04106	6 cm	weiß	0,5 kg
MC04108	8 cm	weiß	0,5 kg
MC04110	10 cm	weiß	1 kg
MC04112	12 cm	weiß	1 kg
MC04210	10 cm	haut	1 kg
MC04212	12 cm	haut	1 kg
MC04215	15 cm	haut	1 kg



Super-Stretch Finish-Schlauch, hauchdünn

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MC0455	5 cm - 30 cm	23 m	weiß
MC0460	30 cm - 90 cm	23 m	weiß
MC0650	5 cm - 30 cm	23 m	schwarz
MC0700	30 cm - 90 cm	23 m	schwarz



Tiefziehstrümpfe

Artikelnummer	Art	Einheit
MC0101	Geschlossen	Pack 10 Stück



Prothefast Schlauchverband

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MC0971	rot	3,75 cm	Rolle 10 m
MC0973	grün	5,5 cm	Rolle 10 m
MC0975	blau	8,5 cm	Rolle 10 m
MC0977	gelb	12,5 cm	Rolle 10 m



8. Glitzer-Perlonschlauch



Artikelnummer	Material	Breite flachliegend	Einheit
MC22312T	türkis	12 cm	2,5 m
MC22315T	türkis	15 cm	2,5 m
MC22320T	türkis	20 cm	2,5 m
MC2231B6	jetblau	6 cm	2,5 m
MC2231B8	jetblau	8 cm	2,5 m
MC2231B10	jetblau	10 cm	2,5 m
MC2232B	jetblau	12 cm	2,5 m
MC221B15	jetblau	15 cm	2,5 m
MC221B20	jetblau	20 cm	2,5 m
MC22308G	schwarz/silber	8 cm	2,5 m
MC2231G	schwarz/silber	12 cm	2,5 m
MC22315G	schwarz/silber	15 cm	2,5 m
MC22320G	schwarz/silber	20 cm	2,5 m
MC22308P	pink	8 cm	2,5 m
MC2231P	pink	12 cm	2,5 m
MC22315P	pink	15 cm	2,5 m
MC22320P	pink	20 cm	2,5 m
MC2231GLD	gold	12 cm	2,5 m
MC22315GLD	gold	15 cm	2,5 m
MC22320GLD	gold	20 cm	2,5 m



9. Hartschaum und Weichschaum

Hartschaum und Härter

Hartschaum – Mischungsverhältnis 1:1 mit Härter

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MB042046	H200	4,6 kg
MB043086	H300	0,865 kg
MB043023	H300	2,3 kg
MB043046	H300	4,6 kg
MB047046	H700	4,6 kg
MB040008	Härter	0,865 kg
MB040023	Härter	2,3 kg
MB0460046	Härter	4,6 kg



Weichschaum und Härter

Artikelnummer	Bezeichnung	Mischung	Einheit
MB043008	W300	100:50	0,865 kg
MB043202	Härter W300	100:50	0,433 kg
MB043109	W150	100:50	0,865 kg
MB043208	Härter W150	100:50	0,865 kg



Trolen

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MB062101	Trolen	100 x 100 cm
MB062101E1	Trolen einseitig glatt / einseitig rau	100 x 100 cm

10. Kosmetik Schaum + Schale zum Aufschäumen für Unterschenkel



Kosmetikschaum zur Herstellung von Unterschenkelkosmetiken

- Mischungsverhältnis: 100:80
- Shorehärte ca. A20



Artikelnummer	Artikel	Einheit
MGCMSPR05	Weichschaum Komp. A für UKB Kosmetik	5 kg
MGCMSDMS002	Weichschaum Komp. B für UKB Kosmetik	2 kg

Achtung! Kann nur im Set verschickt werden!!

Zubehör für Kosmetikschaum

Rührstab Metall für PU Schäume

Artikelnummer	Einheit
MGCM01	Stück



11. Abformer



Silikon Abformer, blau, Mischverhältnis 100:100

Artikelnummer	Komponente	Einheit
MGC61R	A	0,5 kg
MGC61D	B	0,5 kg
MGC65R	A	5 kg
MGC65D	B	5 kg

Achtung! Kann nur im Set, bestehend aus Komponente A+B verschickt werden!!!

Abformer Polyurethan, Mischverhältnis 100:40



Artikelnummer	Komponente	Einheit
MB043920	A	1 kg
MB043930	B	0,4 kg

12. Silikone RTV und HTV

Silikon RTV - Doppelkartusche

RTV Silikon zur Herstellung von Silikonlinern

Artikelnummer	Farbe	Shore
MGCT02TR	Transparent	A2
MGCT03SR	Weiß	A3
MGCT05TR	Transparent	A5
MGCT12TR	Transparent	A12
MGCT20TR	Transparent	A20




Ersatzdüsen

Artikelnummer	Einheit
MGCT2623	1 Stück

Silikonkleber Kartusche 210 g

Artikelnummer
MGCMA02



Silikon-Reiniger 1 L

Zum Reinigen oder Verdünnen von Silikon


Artikelnummer
MGCTSVS301



Primer PM82

Für Silikon-Kleber Kartusche

Artikelnummer
MGCMA03



Silikon RTV

Kunststofftasse für individual Silikonliner

Artikelnummer	Umfang	Größe
MGCTA1	40 mm	18 + 20
MGCTA2	50 mm	22 + 23,5
MGCTA3	60 mm	25 - 28



Matrix für Liner

Artikelnummer

MGCH03L



Cover für Liner

Artikelnummer	Farbe	Größe	Umfang cm
MGCH2	Lycra Haut	Gr. 2	21 - 23,5
MGCH2E	Dunkelgrau	Gr. 2	22 - 26
MGCH3	Lycra Haut	Gr. 3	24 - 27
MGCH4	Lycra Haut	Gr. 4	28 - 31
MGCH4E	Dunkelgrau	Gr. 4	25 - 44



Mischpistole für Silikonkartusche 2x 200 gr.

Artikelnummer

MGCT2400

Einheit

Stück





Silikon HTV

ProtheoSil HTV Silikon mit Silberionen

Artikelnummer	Shore	Komponente	Gesamtgewicht
MGS635	Shore A35	A + B	2kg
MGS665	Shore A65	A + B	2kg



Anwendungsbeispiele



Pigment-Farbpaste HTV Silikon

Artikelnummer	Farbe	Einheit
MGS210BL	Pigment-Farbpaste BLAU für Silikon HTV und RTV	20 g
MGS210BR	Pigment-Farbpaste BRAUN für Silikon HTV und RTV	20 g
MGS210H	Pigment-Farbpaste HAUT für Silikon HTV und RTV	20 g
MGS210RG	Pigment-Farbpaste ROT für Silikon HTV und RTV	20 g
MGS210S	Pigment-Farbpaste SCHWARZ für Silikon HTV und RTV	20 g
MGS210W	Pigment-Farbpaste WEISS für Silikon HTV und RTV	20 g
MGS210Y	Farbpigment GELB für Silikon HTV und RTV	20 g



Schraube und Laminiermutter


- MGS12957 Silikon-Laminiermutter M4 mit Schlitzen
- MGS12958 Schraube zu Silikon-Laminiermutter M4



Lycrastoffe für Silikonkaschierung

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MGS0192	Lycrastoff für Silikonkaschierung haut	m
MGS0193	Lycrastoff für Silikonkaschierung schwarz	m

HTV Silikon-Platten Gewalzt



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
MTSPCAL30CC1S	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH30	Schwarz	1kg/Stück
MTSPCAL30CC1H	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH30	Beige	1kg/Stück
MTSPCAL30CC1W	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH30	Weiß	1kg/Stück
MTSPCAL30CC1B	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH30	Blau	1kg/Stück
MTSPCAL70CC1S	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH70	Schwarz	1kg/Stück
MTSPCAL70CC1H	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH70	Beige	1kg/Stück
MTSPCAL70CC1W	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH70	Weiß	1kg/Stück
MTSPCAL70CC1B	HTV Silikon-Platte gewalzt, 2mm dick, SH70	blau	1kg/Stück

Farbpaste für HTV Silikon



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
MGS210RG	Farbpaste für HTV Silikon	Rot	20g
MGS210W	Farbpaste für HTV Silikon	Weiß	20g
MGS210S	Farbpaste für HTV Silikon	Schwarz	20g
MGS210BL	Farbpaste für HTV Silikon	Blau	20g
MGS210Y	Farbpaste für HTV Silikon	Gelb	20g
MGS210H	Farbpaste für HTV Silikon	Beige	20g
MGS210BR	Farbpaste für HTV Silikon	Braun	20g
MGS210EP	Farbpaste für HTV Silikon	Pink	20g

Die angegebenen Farbpasten sind für Hautkontakt geeignet!

Silikon Zubehör



Artikelnummer	Bezeichnung
MTCOGLUEC3	CAF Spezialkleber für Silikon HTV-Verklebung 100g
MTCOPRIM01	Primer für Silikon HTV und RTV-Verklebung 100ml
MTCOGLUEKITCYANO	Sekundenkleber für Silikon-Verklebung, Primer & Kleber
MTCOECHO023	Ultraschall-Gel für HTV Silikon Reinigung 250ml
MTCOAGDEM	Isolierflüssigkeit Demoulage für Gipsmodelle, 1L



Artikelnummer	Bezeichnung
MTCOGRID	Verstärkungsgitter für Silikon HTV, 1 x 1,2m
MTCOFERM15	Reißverschluss für Silikonorthesen, 15cm lang
MTTOSETSC	Werkzeugsatz für Silikon HTV

Knetsilikon



Artikelnumemr	Bezeichnung	Einheit
MGCTS22	Silikon-Knetpasta SH20 =2x300g	600g/Stück
MGCTS36	Silikon-Knetpasta SH35 =2x300g	600g/Stück
MGCTS37	Silikon-Knetpasta SH35 =2x2kg	4kg/Stück
MGCTS38	Silikon-Knetpasta SH45 =2x2kg	4kg/Stück

CopSil Socket



Das Copsil-Socket-Silikon ist ein flüssiges, transluzentes Silikon, welches widerstandsfähig ist und zur Herstellung von Silikonlinern und Schäften verwendet wird. Durch eine Polyadditionsreaktion mit einem platinbasierenden Katalysator härtet das CSS bei Raumtemperatur aus. Dieser Vorgang kann durch Wärme beschleunigt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Shore	Einheit
MGBCSSR01	Copsil-Socket-Silikon Komponente "A"	38	0,5kg
MGBCSSD01	Copsil-Socket-Silikon Komponente "B"	38	0,5kg

13. Gleitbeschichtung für Silikon HTV

Siliskin Gleitbeschichtung

Artikelnummer: MGB400

Komponente A + B, Set = 2 x 250 ml + Puder



- Ideal für Silikonbeschichtung
- Reduziert die Oberflächenhaftung
- Geeignet für Airbrush
- Nach dem Ablüften und der Erhitzung im Ofen für ca. 60 Min. ist das Material zytotoxisch unbedenklich

Tiefziehplatten / Probeschäfte

PET Probeschäft Material zur Herstellung von Interimsschäften

Artikelnummer	Stärke	Maße
MA033003	3 mm	40 x 40 cm
MA033008	8 mm	40 x 40 cm
MA033010	10 mm	40 x 40 cm
MA033012ST	12 mm	40 x 40 cm
MA033015T	15 mm	40 x 40 cm
MA033020	20 mm	40 x 40 cm
MA033203	3 mm	2000 x 1000 cm
MA033204	4 mm	2000 x 1000 cm
MA033206T	6 mm	2000 x 1000 cm



PS-Clear Steif/Orfitrans Stiff

Bruchfestes Probeschäft Material zur Herstellung von Interimsschäften
Verarbeitungstemperatur 160°C

Artikelnummer	Stärke	Verarbeitungsdauer	Maße
MO44008	8 mm	U: 27 min I: 25 min	40 x 40 cm
MO44010	10 mm	U: 33 min I: 32 min	40 x 40 cm
MO44012	12 mm	U: 36 min I: 34 min	40 x 40 cm
MO44015	15 mm	U: 49 min I: 45 min	40 x 40 cm
MO44018	18 mm	U: 49 min I: 45 min	40 x 40 cm



Optima Cast Kunststoffbinde

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MLR25211BL	5 cm	blau	Pack 10 Stück
MLR25212BL	7,5 cm	blau	Pack 10 Stück
MLR25213BL	10 cm	blau	Pack 10 Stück
MLR25214S	5 cm	schwarz	Pack 10 Stück
MLR25215S	7,5 cm	schwarz	Pack 10 Stück
MLR25216S	10 cm	schwarz	Pack 10 Stück



Flexibles Innenschaftmaterial

Silflex Soft/Orfitrans Soft

Flexibles Innenschaftmaterial mit Silikonanteil weiß
Verarbeitungstemperatur 150°C

Artikelnummer	Stärke	Verarbeitungsdauer	Maße
MO44110	10 mm	U: 11 min I: 7 min	40 x 40 cm
MO44112	12 mm	U: 14 min I: 10 min	40 x 40 cm
MO44114	15 mm	U: 14 min I: 10 min	40 x 40 cm



PS-Excel / Orfitrans Excel 40 x 40 cm

Flexibles Innenschaftmaterial transparent
Verarbeitungstemperatur 130°C

Artikelnummer	Stärke	Verarbeitungsdauer	Farbe
MO44312	12 mm	U: 19 min I: 11 min	Transparent
MO44315	15 mm	U: 21 min I: 14 min	Transparent
MO44410	10 mm	U: 19 min I: 11 min	Schwarz
MO44412	12mm	U: 19 min I: 11 min	Schwarz
MO44415	15mm	U: 21 min I: 14 min	Schwarz



Kunststoffplatten


PE Polyethylen

Kunststoff zur Herstellung von Orthesen und Korsetten

Verarbeitungstemperatur: 150°C

Größe: 2 x 1 m Orthopädie Qualität

Artikelnummer	Stärke/Farbe
MA5401	2 mm weiß
MA5403T	3 mm weiß
MA5404T	4 mm weiß
MA5405E	5 mm weiß
MA5407	6 mm weiß
MA5408	8 mm weiß
MA5402S	2 mm schwarz
MA5404S	4 mm schwarz
MA5405S	5 mm schwarz
MA5406S	6 mm schwarz




PP Polypropylen

Kunststoff zur Herstellung von Orthesen und Korsetten

Verarbeitungstemperatur: 180°C

Größe: 2 x 1 m Orthopädie Qualität

Artikelnummer	Stärke/Farbe
MA5502	2 mm weiß
MA5503	3 mm weiß
MA5504	4 mm weiß
MA5505	5 mm weiß
MA5606	6 mm weiß



Polyethylen flexibel

Verarbeitungstemperatur Größe: 2 x 1 m Orthopädie Qualität


Artikelnummer	Stärke/Farbe
MA5492	2 mm weiß
MA5493	3 mm weiß
MA5494	4 mm weiß
MA5495	5 mm weiß



Proteoflex PP für DAFO

Zur Herstellung von DAFO Orthesen
Verarbeitungstemperatur: 185°
Größe: 2 x 1 m Orthopädie Qualität

Artikelnummer	Stärke/Farbe	Maße Temperatur
MO50102	2 mm weiß	2000 x 1000 mm 185°C
MO50103	3 mm weiß	2000 x 1000 mm 185°C



ProtheoEVA

Verarbeitungstemperatur: 100°
Größe: 940 x 530 mm Orthopädie Qualität



Artikelnummer	Stärke/Farbe	Anwendung
ME61702S	2 mm schwarz	Orthesen „In-Lay“ Material
ME61703S	3 mm schwarz	DAFO Innenmaterial
ME61704S	4 mm schwarz	Dummy Polstermaterial
ME61705S	5 mm schwarz	Dummy Polstermaterial

Zubehör

MPPEL007 Profil Gummischnur, 10 m Rolle



15. Proteoflex - Supra Color



Flexibel, dauerelastisch, weich, wasserfestes Material

Sehr gut tiefziehfähig, miteinander verschweißbar

Verarbeitungstemperatur ca. 130°C


Artikelnummer	Farbe	Maße
MA4112652	Proteoflex-Platte EVA transparent	1qm / 2 mm
MA4112653	Proteoflex-Platte EVA transparent	1qm / 3 mm
MA4112654	Proteoflex-Platte EVA transparent	1qm / 4 mm
MA4112655	Proteoflex-Platte EVA transparent	1qm / 5 mm



Artikelnummer	Farbe	Maße
MA411265CW	Proteoflex-Platte Supra Color weiß	1qm / 2 mm
MA411266CW	Proteoflex-Platte Supra Color weiß	1qm / 4 mm
MA422265DB	Proteoflex-Platte Supra Color dunkelblau	1qm / 2 mm
MA422266DB	Proteoflex-Platte Supra Color dunkelblau	1qm / 4 mm
MA422265GO	Proteoflex-Platte Supra Color gold	1qm / 2 mm
MA422266GO	Proteoflex-Platte Supra Color gold	1qm / 4 mm
MA422266HB	Proteoflex-Platte Supra Color hellblau	1qm / 4 mm
MA422265HG	Proteoflex-Platte Supra Color hellgrün	1qm / 2 mm
MA422266HG	Proteoflex-Platte Supra Color hellgrün	1qm / 4 mm
MA422266MA	Proteoflex-Platte Supra Color maron/bordeaux	1qm / 4 mm
MA422265PI	Proteoflex-Platte Supra Color pink	1qm / 2 mm
MA422266PI	Proteoflex-Platte Supra Color pink	1qm / 4 mm
MA422265DR	Proteoflex-Platte Supra Color rot	1qm / 2 mm
MA422266DR	Proteoflex-Platte Supra Color rot	1qm / 4 mm
MA422265SI	Proteoflex-Platte Supra Color silber	1qm / 2 mm
MA422266SI	Proteoflex-Platte Supra Color silber	1qm / 4 mm
MA411265CS	Proteoflex-Platte Supra Color schwarz	1qm / 2 mm
MA411266CS	Proteoflex-Platte Supra Color schwarz	1qm / 4 mm

16. Turbocast Produkte

Niedrigtemperatur – Thermoplast



Artikelnummer	Farbe	Stärke	Größe	Einheit
MPPL16016	Turbocast microperforiert blau	1,6 mm	60 x 43 cm	Platte
MPPL16020	Turbocast microperforiert blau	2,0 mm	60 x 44 cm	Platte
MPPL16120	Turbocast microperforiert haut	2,0 mm	60 x 44 cm	Platte
MPPL16142b	Turbocast multi perforiert blau	2,0 mm	60 x 45 cm	Platte
MPPL16143b	Turbocast multi perforiert blau	3,0 mm	60 x 45 cm	Platte
MPPL16142h	Turbocast multi perforiert haut	2,0 mm	60 x 45 cm	Platte
MPPL16143h	Turbocast multi perforiert haut	3,0 mm	60 x 45 cm	Platte
MPPL16320	Turbocast unperforiert haut	2,0 mm	60 x 44 cm	Platte
MPPL16332	Turbocast unperforiert haut	3,2 mm	60 x 45 cm	Platte
MPPL16340	Turbocast unperforiert haut	4,0 mm	60 x 45 cm	Platte

17. Multiform



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Plattengröße
ML84102B	Multiform 2 mm Shore 30°	blau	1100 mm x 1100 mm
ML84103B	Multiform 3 mm Shore 30°	Blau	1100 mm x 1100 mm
ML84104B	Multiform 4 mm Shore 30°	Blau	1100 mm x 1100 mm
ML84105B	Multiform 5 mm Shore 30°	blau	1100 mm x 1100 mm
ML84102S	Multiform 2 mm Shore 30°	schwarz	1100 mm x 1100 mm
ML84103S	Multiform 3 mm Shore 30°	schwarz	1100 mm x 1100 mm
ML84104S	Multiform 4 mm Shore 30°	schwarz	1100 mm x 1100 mm
ML84105S	Multiform 5 mm Shore 30°	schwarz	1100 mm x 1100 mm
ML84102W	Multiform 2 mm Shore 30°	weiß	1100 mm x 1100 mm
ML84103W	Multiform 3 mm Shore 30°	weiß	1100 mm x 1100 mm
ML84104W	Multiform 4 mm Shore 30°	weiß	1100 mm x 1100 mm
ML84105W	Multiform 5 mm Shore 30°	weiß	1100 mm x 1100 mm
ML84102HG	Multiform 2 mm Shore 30°	grau	1000 mm x 1000 mm
ML84103HG	Multiform 3 mm Shore 30°	grau	1000 mm x 1000 mm
ML84104HG	Multiform 4 mm Shore 30°	grau	1000 mm x 1000 mm
ML84105HG	Multiform 5 mm Shore 30°	grau	1000 mm x 1000 mm
ML84102G	Multiform 2 mm Shore 30°	grün	1100 mm x 1100 mm
ML84103G	Multiform 3 mm Shore 30°	grün	1100 mm x 1100 mm
ML84104G	Multiform 4 mm Shore 30°	grün	1100 mm x 1100 mm
ML84105G	Multiform 5 mm Shore 30°	grün	1100 mm x 1100 mm
ML84102R	Multiform 2 mm Shore 30°	rot	1100 mm x 1100 mm
ML84103R	Multiform 3 mm Shore 30°	rot	1100 mm x 1100 mm
ML84104R	Multiform 4 mm Shore 30°	rot	1100 mm x 1100 mm
ML84105R	Multiform 5 mm Shore 30°	rot	1100 mm x 1100 mm
ML84102R	Multiform 2 mm Shore 30°	gelb	1100 mm x 1100 mm
ML84103R	Multiform 3 mm Shore 30°	gelb	1100 mm x 1100 mm
ML84104R	Multiform 4 mm Shore 30°	gelb	1100 mm x 1100 mm
ML84105R	Multiform 5 mm Shore 30°	gelb	1100 mm x 1100 mm




Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Plattengröße
ME61702P	Multiform 2 mm Shore 30°	pink	1100 mm x 1100 mm
ME61703P	Multiform 3 mm Shore 30°	pink	1100 mm x 1100 mm
ME61705P	Multiform 5 mm Shore 30°	pink	1100 mm x 1100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Plattengröße
ML8415202	Multiform 2 mm Shore 30°	haut	1100 mm x 1100 mm
ML8415203	Multiform 3 mm Shore 30°	haut	1100 mm x 1100 mm
ML8415204	Multiform 4 mm Shore 30°	haut	1100 mm x 1100 mm
ML8415205	Multiform 5 mm Shore 30°	haut	1100 mm x 1100 mm
ML8415206	Multiform 6 mm Shore 30°	haut	1100 mm x 1100 mm
ML8415210	Multiform 10 mm Shore 30°	haut	1100 mm x 1100 mm

ME61705BP	Multiform 5 mm, perforiert, Shore 30°	blau	1100 mm x 1100 mm
ME61705GP	Multiform 5 mm, perforiert, Shore 30°	grün	1100 mm x 1100 mm
ML8415589P	Multiform 5 mm, perforiert, Shore 30°	rot	1100 mm x 1100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Plattengröße
MN61702H	Prothelin-Foam 2 mm, Shore 40° fest	beige	1100 mm x 1100 mm
MN61703H	Prothelin-Foam 3 mm, Shore 40° fest	beige	1100 mm x 1100 mm
MN61704H	Prothelin-Foam 4 mm, Shore 40° fest	beige	1100 mm x 1100 mm
MN61705H	Prothelin-Foam 5 mm, Shore 40° fest	beige	1100 mm x 1100 mm
MN61706H	Prothelin-Foam 6 mm, Shore 40° fest	beige	1100 mm x 1100 mm

Multiform /Polstermaterial



Artikelnummer	Bezeichnung	Plattengröße
ME84002WS	Multiform 2 mm wasserfarben schwarz Sh.30	1 m ²
ME84003WS	Multiform 3 mm wasserfarben schwarz Sh.30	1 m ²
ME84004WS	Multiform 4 mm wasserfarben schwarz Sh.30	1 m ²
ME84005WS	Multiform 5 mm wasserfarben schwarz Sh.30	1 m ²
ME84002WBe	Multiform 2 mm wasserfarben blau Sh.30	1 m ²
ME84003WBe	Multiform 3 mm wasserfarben blau Sh.30	1 m ²
ME84004WBe	Multiform 4 mm wasserfarben blau Sh.30	1 m ²
ME84005WBe	Multiform 5 mm wasserfarben blau Sh.30	1 m ²



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
ME61705S	Aliplast/Volara 6 mm weiß 500x76cm	5 lfm

Polstermaterial EchoCel Pulse



Wichtigste Vorteile

- Kehrt unendlich oft in seine ursprüngliche Form zurück.
- Hervorragende Dämpfung
- Langer Tragekomfort und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Kompression
- Offen-zellige, atmungsaktive Technologie
- Besteht Zytotoxizität und primäre Hautreizungstests

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Größe	Einheit
ML84653	EchoCel Pulse Polstermaterial, rot	4,8mm	152x100 cm	Platte
ML84654	EchoCel Pulse Polstermaterial, rot	6,4mm	152x100 cm	Platte

Flexokork



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Größe
ML80022	Flexokork	2mm	1000x500mm
ML80023	Flexokork	3mm	1000x500mm
ML80024	Flexokork	4mm	1000x500mm
ML80025	Flexokork	5mm	1000x500mm
ML800210	Flexokork	10mm	1000x500mm

Thermokork



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Größe
ML80012	Thermo/ Micro- Kork	2mm	ca. 1150x870 mm
ML80013	Thermo/ Micro- Kork	3mm	ca. 1150x870 mm
ML80014	Thermo/ Micro- Kork	4mm	ca. 1150x870 mm
ML80016	Thermo/ Micro- Kork	6mm	ca. 1150x870 mm
ML80018	Thermo/ Micro- Kork	8mm	ca. 1150x870 mm
ML80019	Thermo/ Micro- Kork	10mm	ca. 1150x870 mm

18. Klettverschlüsse

Klettbänder



Artikelnummer	Art	Breite	Einheit
MPR320020x	Haken	20 mm	Rolle 25 m
MPR320025x	Haken	25 mm	Rolle 25 m
MPR320030x	Haken	30 mm	Rolle 25 m
MPR320038x	Haken	38 mm	Rolle 25 m
MPR320050x	Haken	50 mm	Rolle 25 m

Artikelnummer	Art	Breite	Einheit
MPR320120x	Flausch	20 mm	Rolle 25 m
MPR320125x	Flausch	25 mm	Rolle 25 m
MPR320130x	Flausch	30 mm	Rolle 25 m
MPR320138x	Flausch	38 mm	Rolle 25 m
MPR320150x	Flausch	50 mm	Rolle 25 m

x = Farbe: haut, schwarz, weiß, rot, blau, pink

Nylon Klettverschluss, wasserfest

Artikelnummer	Maße / Farbe	Einheit
MP2X506-682-NS	15mm x 300mm, Schwarz	10 Stk. = 1 Pack
MP2X506-682N	15mm x 300mm, Weiß	10 Stk. = 1 Pack
MP2X506-681-NS	25mm x 300mm, Schwarz	10 Stk. = 1 Pack
MP2X506-681N	25mm x 300mm, Weiß	10 Stk. = 1 Pack
MP2X506-CV680NS	40mm x 680mm, Schwarz	10 Stk. = 1 Pack
MP2X506-CV680N	40mm x 680mm, Weiß	10 Stk. = 1 Pack



Klettbänder selbstklebend

Artikelnummer	Art	Breite	Farbe	Einheit
MPR323020s	Klett selbstklebend Haken	20 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323025s	Klett selbstklebend Haken	25 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323030s	Klett selbstklebend Haken	30 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323038s	Klett selbstklebend Haken	38 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323050s	Klett selbstklebend Haken	50 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323050w	Klett selbstklebend Haken	50 mm	weiß	Rolle 25 m
MPR323120s	Klett selbstklebend Flausch	20 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323125s	Klett selbstklebend Flausch	25 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323130s	Klett selbstklebend Flausch	30 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323138s	Klett selbstklebend Flausch	38 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323150s	Klett selbstklebend Flausch	50 mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR323150w	Klett selbstklebend Flausch	50 mm	weiß	Rolle 25 m

Klettbänder elastisch

Artikelnummer	Art	Breite	Farbe	Einheit
MPR324030s	Klett elastisch Haken	30mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR324030w	Klett elastisch Haken	30mm	weiß	Rolle 25 m
MPR324050s	Klett elastisch Haken	50mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR324050w	Klett elastisch Haken	50mm	weiß	Rolle 25 m
MPR324130s	Klett elastisch Flausch	30mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR324150s	Klett elastisch Flausch	50mm	schwarz	Rolle 25 m
MPR324150w	Klett elastisch Flausch	50mm	weiß	Rolle 25 m

MPR323750 Klett „2 in 1“ Flausch/Haken schwarz, 50 mm Rolle 25 m



MPR390020ss Klettverschluss Y - schwarz, 20 mm x 13 cm Stück



MPR390038sr Klettverschluss Y - Krokodil 38 x 150 mm schwarz/rote Zunge Stück



19. Plastazote, Zellgummi



Plastazote glatt (unperforiert) 1 x 2 m = 2 qm

Artikelnummer	Farbe	Stärke	Einheit
MPPL085XX	haut	3/6/8/12/18/25 mm	Platte 1 m ²
MPPL086XX	weiß	3/5/8/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL087XX	rot	3/5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL088XX	blau	3/5/7/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL089XX	gelb	3/5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL090XX	grün	5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL091XX	fluorgrün	5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL092XX	orange	5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL093XX	purpur	5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL094XX	schwarz	3/5/7/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL098XX	dunkelblau	5/10 mm	Platte 2 m ²
MPPL099XX	pink	5/10 mm	Platte 2 m ²

Zellgummi (Moosgummi)

Artikelnummer	Farbe	Stärke	Einheit
ME504H	haut	4 mm	Platte 1 m ²
ME505H	haut	5 mm	Platte 1 m ²
ME506H	haut	6 mm	Platte 1 m ²
ME508H	haut	8 mm	Platte 1 m ²
ME502S	schwarz	2 mm	Platte 1 m ²
ME503S	schwarz	3 mm	Platte 1 m ²
ME505S	schwarz	5 mm	Platte 1 m ²



20. Neoprene

Achtung: keine Lagerware, Artikel hat Lieferzeit



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Mengeneinheit
MES2-33-NA	Neoprene, 2 mm „haut“ Natur beidseitig kaschiert Jersey	2,6 qm
MES3-33-SC	Neoprene, 3 mm Schwarz beidseitig kaschiert Jersey	2,6 qm
MES3-34-SC	Neoprene, 3 mm Schwarz kaschiert: 1xJersey/1xFlausch	2,6 qm
MES4-34-MB	Neoprene, 4 mm Marineblau kaschiert: 1xJersey/1xFlausch	2,6 qm
MES4-34-SC	Neoprene, 4 mm Schwarz kaschiert: 1xJersey/1xFlausch	2,6 qm
MES5-33-SC	Neoprene, 5 mm Schwarz beidseitig kaschiert Jersey	2,6 qm
MES5-34-SC	Neoprene, 5 mm Schwarz kaschiert: 1xJersey/1xFlausch	2,6 qm

Für Sonderbestellungen:

Farben klettbare Flauschkaschierung:



Farben Polyesterjerseykaschierung (glatt):




MES-(Stärke _____ mm)-(Seite1: _____)(Seite2: _____)-(Farbe: _____)

Möglichkeiten: 1 unkaschiert / 2 haihaut / 3 jersey / 4 flausch, klettbar

Beispiel: MES(3mm)-(Seite1: jersey) (Seite2: flausch)-(Farbe: schwarz)

3D–Polster klettbar


- Atmungsaktiv, dadurch auch bei Wärme angenehm
- Ermöglicht die gezielte Reduktion von Reibung
- Haftet besonders gut auf Mikroklettverschluss
- Bei 40°C waschbar
- Klebstoff-frei, minimiert Allergierisiko
- 150 cm breit




Artikelnummer	Farbe	Stärke	Einheit
MPTT381	schwarz	6 mm	Meter
MPTT383	blau	6 mm	Meter
MPTT385	grau	6 mm	Meter
MPTT387	grün	6 mm	Meter
MPTT388	rot	6 mm	Meter

Polstermaterial Frottee, klettbar, 150 cm breit

Artikelnummer	Farbe	Stärke	Einheit
MPTT389	silbergrau	4 mm	lfm
MET102S	schwarz	2 mm	lfm
MET102B	blau	2 mm	lfm




Mikroklett, selbstklebend



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Farbe	Größe	Einheit
MPTT216-25	Mikroklett Punkte	Ø 25 mm	Schwarz	400 Stück	Rolle
MPTT21525E	Mikroklett – Band selbstklebend	25mm	Transparent	25m	Rolle
MPTT21620	Mikroklett Band Ultramate	20mm	schwarz	50m	Rolle
MPTT21621	Mikrovelours- Band	20mm	schwarz	50m	Rolle
MPTT21630	Mikroklett - Band	30mm	schwarz	50m	Rolle
MPTT21631	Mikrovelours- Band	30mm	schwarz	25m	Rolle
MPTT21650	Mikroklett - Band	50mm	schwarz	50m	Rolle
MPTT21651	Mikrovelours- Band	50mm	schwarz	25m	Rolle

22. Textilien


Drell & Jacquard



Artikelnummer	Ausführung	Größe
T2020B	Drell in Beige / 280g 100% Baumwolle	140cm breit
T2020S	Drell in Schwarz / 280g 100% Baumwolle	140cm breit
T2020G	Drell in Grau / 280g 100% Baumwolle	140cm breit
T2045B	Jacquard kleines Winkelmuster in Beige / 320g 80% Baumwolle/ 20% Viskose	140cm breit

Polsterfilz


Artikelnummer	Ausführung	Größe
MM319975	Polsterfilz in weiß 40% Wolle/ 60% Viskose	1,8m ²
MM322632	Polsterfilz in grau meliert 80% Wolle/ 20% Viskose	1,8m ²



Futterstoff





























100% Baumwolle

Artikelnummer	Ausführung	Größe
T2051B	Futterstoff in beige / 140g	140cm breit
T2051S	Futterstoff in schwarz / 140g	140cm breit













23. PVC Klettverschlüsse



Farbe	Größe (Breite x Länge)	Artikelnummer	Bezeichnung
25x300mm			
	Weiß 25x300mm	MP2X45CV300e	PVC Klettverschluß weiß 10 Stück
	Schwarz 25x300mm	MP2X47CV300e	PVC Klettverschluß schwarz 10 Stück
	Carbon 25x300mm	MP2X40CV300e	PVC Klettverschluß carbon 10 Stück
	Blau 25x300mm	MP2X419CV300e	PVC Klettverschluß blau 10 Stück
	Rot 25x300mm	MP2X409CV300e	PVC Klettverschluß rot 10 Stück
	Pink 25x300mm	MP2X401CV300e	PVC Klettverschluß pink 10 Stück
25x500mm			
	Weiß 25x500mm	MP2X45CV500e	PVC Klettverschluß weiß 10 Stück
	Schwarz 25x500mm	MP2X47CV500e	PVC Klettverschluß schwarz 10 Stück
	Carbon 25x500mm	MP2X40CV500e	PVC Klettverschluß carbon 10 Stück
	Blau 25x500mm	MP2X419CV500e	PVC Klettverschluß blau 10 Stück
	Rot 25x500mm	MP2X405CV500e	PVC Klettverschluß rot 10 Stück
	Pink 25x500mm	MP2X401CV500e	PVC Klettverschluß pink 10 Stück
40x400mm			
	Weiß 40x400mm	MP2X55CV400e	PVC Klettverschluß weiß 10 Stück
	Schwarz 40x400mm	MP2X57CV400e	PVC Klettverschluß schwarz 10 Stück
	Schwarz 40x400mm	MP2X57CV400c	PVC Klettverschluß schwarz classic 10 Stück
	Carbon 40x400mm	MP2X50CV400e	PVC Klettverschluß carbon 10 Stück
	Carbon 40x400mm	MP2X50CV400c	PVC Klettverschluß carbon classic 10 Stück
	Blau 40x400mm	MP2X519CV400e	PVC Klettverschluß blau 10 Stück
	Rot 40x400mm	MP2X509CV400e	PVC Klettverschluß rot 10 Stück
	Pink 40x400mm	MP2X501CV400E	PVC Klettverschluß pink 10 Stück
40x680mm			
	Weiß 40x680mm	MP2X55CV680e	PVC Klettverschluß weiß 10 Stück
	Schwarz 40x680mm	MP2X57CV680e	PVC Klettverschluß schwarz 10 Stück
	Schwarz 40x680mm	MP2X57CV680c	PVC Klettverschluß schwarz classic 10 Stück
	Carbon 40x680mm	MP2X50CV680e	PVC Klettverschluß carbon 10 Stück
	Carbon 40x680mm	MP2X50CV680c	PVC Klettverschluß carbon classic 10 Stück
	Blau 40x680mm	MP2X519CV680e	PVC Klettverschluß blau 10 Stück
	Rot 40x680mm	MP2X509CV680e	PVC Klettverschluß rot 10 Stück
	Pink 40x680mm	MP2X501CV680e	PVC Klettverschluß pink 10 Stück



Farbe	Größe	Artikelnummer	Bezeichnung	
25mm				
	weiß	25mm	MP2X81e	PVC Polster Pad weiß 10 Stk = 1 Pack
	carbon	25mm	MP2X85e	PVC Polster Pad carbon 10 Stk = 1 Pack
	blau	25mm	MP2X83e	PVC Polster Pad blau 10 Stk = 1 Pack
	rot	25mm	MP2X805e	PVC Polster Pad rot 10 Stk = 1 Pack
	pink	25mm	MP2X801e	PVC Polster Pad pink 10 Stk = 1 Pack
40mm				
	weiß	40mm	MP2X61e	PVC Polster Pad weiß 10 Stk = 1 Pack
	carbon	40mm	MP2X65e	PVC Polster Pad carbon 10 Stk = 1 Pack
	carbon	40mm	MP2x65c	PVC Polster Pad carbon classic 10 Stk = 1 Pack
	blau	40mm	MP2X63e	PVC Polster Pad blau 10 Stk = 1 Pack
	rot	40mm	MP2X605e	PVC Polster Pad rot 10 Stk = 1 Pack
	pink	40mm	MP2X601e	PVC Polster Pad pink 10 Stk = 1 Pack

24. Elastisches Kantenband und Nähfaden

Elastisches Kantenband










Artikelnummer	Farbe	Breite	Einheit
MPTT020	haut	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-BLEU	blau	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-G	grau	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-N	schwarz	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-V	grün	25 mm	Rolle 25 m

Rasant Nähfaden NR 50



Artikelnummer	Farbe	Einheit
MPTT051-1	haut	1000 m
MPTT056	weiß	1000 m
MPTT056-B	blau	1000 m
MPTT056-G	grau	1000 m
MPTT056-N	Schwarz	1000 m

Komplettpaket, Ober- und Unterteile 13mm Ø Kopf

Anzahl:	Art. Nr.:	Farbe:	Länge Unterteil:
<input type="checkbox"/>	MPKE200KU	schwarz-metallic  (Unter- und Oberteile!)	13 mm
<input type="checkbox"/>	MPKE200e	schwarz 	13 mm
<input type="checkbox"/>	MPKE201e	weiß 	13 mm
<input type="checkbox"/>	MPKE202e	blau 	13 mm
<input type="checkbox"/>	MPKE203e	pink 	13 mm
<input type="checkbox"/>	MPKE204e	grau 	13 mm
<input type="checkbox"/>	MPKE207	rot 	12 mm

Einzelteile, zusätzlich erhältlich

Anzahl:	Art. Nr.:	Bezeichnung:
<input type="checkbox"/>	MPKE208U88	Nietteile, 8,8 mm (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE208U11	Nietteile, 11 mm (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE306	Nietteile, 12,5 mm (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE305	Kopf lose Ø 13 mm, vernickelt (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE202K	Kopf lose Ø 13 mm, Blau (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE200K	Kopf lose Ø 13 mm, Schwarz (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE203KP	Kopf lose Ø 13 mm, Pink (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE201KW	Kopf lose Ø 13 mm, Weiß (100 Stk.)
<input type="checkbox"/>	MPKE204KG	Kopf lose Ø 13 mm, Grau (100 Stk.)

26. Comfort-Polsterstreifen Rollschneider und Schlaufen



MP2X100-NS

Comfort-Polsterstreifen schwarz mit Silikon

50 mm

Meter

Schlaufen

Rollschlaufen

ML62302	Schlaufe mit Rolle 30mm, oval	Pack/100 Stück
ML62303	Schlaufe mit Rolle 35mm, oval	Pack/100 Stück
ML62304	Schlaufe mit Rolle 45mm, oval	Pack/100 Stück



Schlaufen oval

ML64471	Schlaufen oval 20 mm verschweißt, nickelfrei	Pack/100 Stück
ML64472	Schlaufen oval 25 mm verschweißt, nickelfrei	Pack/100 Stück
ML64473	Schlaufen oval 30 mm verschweißt, nickelfrei	Pack/100 Stück
ML644735	Schlaufen oval 35 mm verschweißt, nickelfrei	Pack/100 Stück
ML644734	Schlaufen oval 40 mm verschweißt, nickelfrei	Pack/100 Stück
ML64475	Schlaufen oval 50 mm verschweißt, nickelfrei	Pack/100 Stück



Rollschlaufen mit Plastiklasche

MPKFF001-25	Rollschlaufe mit Plastiklasche, 25mm schwarz	Pack/10 Stück
MPKFF001-40	Rollschlaufe mit Plastiklasche, 40mm schwarz	Pack/10 Stück
MPKFF002-25	Rollschlaufe mit Plastiklasche, 25mm weiß	Pack/10 Stück
MPKFF002-40	Rollschlaufe mit Plastiklasche, 40mm weiß	Pack/10 Stück



Schlaufen eckig

ML643109	Schlaufen eckig 20 mm verschweißt	Pack/100 Stück
ML643110	Schlaufen eckig 25 mm verschweißt	Pack/100 Stück
ML643111	Schlaufen eckig 30 mm verschweißt	Pack/100 Stück
ML643112	Schlaufen eckig 35 mm verschweißt	Pack/100 Stück
ML6431140	Schlaufen eckig 40 mm verschweißt	Pack/100 Stück
ML6431145	Schlaufen eckig 45 mm verschweißt	Pack/100 Stück
ML643113	Schlaufen eckig 50 mm verschweißt	Pack/100 Stück



27. Klebstoffe

Formel 1 Kleber

- Toluolfrei
- Klarsichtig

Leistungsfähiger Kontaktklebstoff auf Basis Polychloropren für Gummi, Holz, Metalle, Leder, EVA Kunststoffe, -Schäume, Textilien, Kork, Filz, TR- und PUR-Materialien

Artikelnummer	Einheit
MR014461e	Dose 850 gr.
MR014460-9	Kanister 9 kg



Verdünnung für Formel 1 Kleber

Artikelnummer	Einheit
MR014462	Dose 800 ml



Ortec Spezialkleber

Artikelnummer	Einheit
MR014456	4 kg Kanister



Ortec HT Hochtemperaturkleber

Artikelnummer	Einheit
MR014468	1L Dose



Sprühkleber 3M Super 77

Artikelnummer	Einheit
MR400077	Dose





Sprühkleber für Carbon/Vakuumtechnik, transparent

- Keine Sollbruchstelle durch Klebstoff-Brücken

Artikelnummer	Einheit
---------------	---------

MR400078	Dose 500 ml
----------	-------------



Sekundenkleber Protocolle, flexibel

Artikelnummer	Einheit
---------------	---------

MPXC052	Flasche 20 gr.
---------	----------------



Silikontrennspray

Artikelnummer	Einheit
---------------	---------

MR400080	Dose 400 ml
----------	-------------



Loctite

Artikelnummer	Einheit
---------------	---------

MR014450	Flasche 50 ml
----------	---------------



PLUSeries Kleber und Reinigungstücher



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
MRI92-61SSg	PLUSeries Kleber 1 Minute	schwarz	Kartusche 220 ml
MRI92-60SSg	PLUSeries Kleber 60 Sekunden	Hell	Kartusche 220 ml
MRI92-61SS	PLUSeries Kleber 1 Minute	Schwarz	Kartusche 50 ml
MRI92-60SS	PLUSeries Kleber 60 Sekunden	Hell	Kartusche 50 ml

BlackGlue

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
MRI9201	Black Glue 1,5 Minuten PU Kleber	schwarz	50 ml



Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MRI92-60SS-G220	Mischpistole 220 ml	Stück
MRI92-60SS-G50	Mischpistole 50 ml	Stück
MRI92-60SS-16	Mischdüse 220 ml	6 Stück
MRI92-60SS-06	Mischdüsen 50 ml	6 Stück



Protheseus Reinigungstücher












- Ideal zum Reinigen von Kosmetiken
- Frei von giftigen Lösemitteln
- Entfernt beständige Tinte, Harze, Öl, Fett, Farbpigmente
- Zu 100 % biologisch abbaubar

Artikelnummer	Einheit
MRN467050e	Dose mit 70 Tüchern



28. Durafit Einlagenbezüge

Durafit Einlagenbezug, Mini Roll 11,5 cm x 25 m

	Farbe	Stärke	Artikelnummer
	Anthracite	0.8 mm	MF400115-AN
	Bordeaux	0.8 mm	MF400115-BO
	Fuchsia	0.8 mm	MF400115-FU
	Green	0.8 mm	MF400115-GR
	Lime	0.8 mm	MF400115-LI
	Mint	0.8 mm	MF400115-MI
	Orange	0.8 mm	MF400115-OR
	Petrol	0.8 mm	MF400115-PET
	Skin	0.8 mm	MF400115-SK
	Stone	0.8 mm	MF400115-ST
	Yellow	0.8 mm	MF400115-YE



- Vielseitig einsetzbar
- 100 % atmungsaktive Mikrofaser
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung
- Leichter als andere Materialien wie z.B. Leder
- Große Farbauswahl
- Waschbar bis 95°C

dura fit
BREATHABLE
MICROFIBERS

Maße:

Länge: 25 m


Breite: 11,5 cm

Gewicht: ca. 320 g/m²

29. Gipsbinden

Cellona Gipsbinden

Artikelnummer	Breite	Länge	Einheit
MLR25002	10 cm	2 m	Pack 10 Stück
MLR25003	12 cm	2 m	Pack 10 Stück
MLR25004	15 cm	2 m	Pack 10 Stück
MLR25005	20 cm	2 m	Pack 10 Stück
MLR25011	8 cm	3 m	Pack 10 Stück
MLR25012	10 cm	3 m	Pack 10 Stück
MLR25013	12 cm	3 m	Pack 10 Stück
MLR25014	15 cm	3 m	Pack 10 Stück
MLR25022	10 cm	4 m	Pack 10 Stück
MLR25023	12 cm	4 m	Pack 10 Stück
MLR25024	15 cm	4 m	Pack 10 Stück
MLR25025	20 cm	4 m	Pack 10 Stück



Superhartgips

Artikelnummer	Einheit
AMP02	1 kg Dose
AMP03	5 kg Eimer





Biplatrix Gipsbinde

Artikelnummer	Breite	Länge	Einheit
MLR201000	6 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR201100	8 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR201200	10 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR201300	12 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR291500	15 cm	3 m	Pack 20 Stück
MLR291600	20 cm	3 m	Pack 10 Stück



Platrix Gipsbinde

Artikelnummer	Breite	Länge	Einheit
MLR298500	10 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR298600	12 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR298700	15 cm	2 m	Pack 20 Stück
MLR292700	12 cm	3 m	Pack 20 Stück
MLR292899	15 cm	3 m	Pack 20 Stück
MLR292900	20 cm	3 m	Pack 10 Stück



Optima Cast Kunststoffbinde

Artikelnummer	Breite	Farbe	Einheit
MLR25211BL	5 cm	blau	Pack 10 Stück
MLR25212BL	7,5 cm	blau	Pack 10 Stück
MLR25213BL	10 cm	blau	Pack 10 Stück
MLR25214S	5 cm	schwarz	Pack 10 Stück
MLR25215S	7,5 cm	schwarz	Pack 10 Stück
MLR25216S	10 cm	schwarz	Pack 10 Stück



Gipsisoliercreme

Artikelnummer	Einheit
MB08150	1 kg Dose

Scan Tube Abform-Schlauch

- Scanfähiger Synthetikschauch
- Das fertige „Negativ“ ist sofort scanfähig, da es keine Überlappungen auf der Oberfläche gibt, wie bei üblichen Gipsbinden
- Passt sich sehr gut an komplexe Formen an
- Keine Gipsrückstände, kein großer Verschleiß
- Ausreichend Bearbeitungszeit
- In drei verschiedenen Größen erhältlich (S, M, L)



Artikelnummer	Bezeichnung	Umfang	Länge	Einheit
MLR40222	Scan Tube Abform-Schlauch	19-36cm	50cm	Stück
MLR40223	Scan Tube Abform-Schlauch	29-49,5cm	50cm	Stück
MLR40224	Scan Tube Abform-Schlauch	37-68cm	50cm	Stück
MLR40250	EZ Cutter			Stück
MGCMSPO1	Mini-Stretch-Casting Wickel-Folie		150m	Rolle

Verarbeitungstips

- Benutzen Sie nasse Handschuhe um beste Ergebnisse bei der Anpassung zu erzielen
- Der Scan-Tube sollte vor dem Ausschneiden vollständig ausgehärtet sein, um ein Kollabieren des Materials zu vermeiden
- Verwenden Sie beim Entfernen des Scan-Tubes den EZ Cutter oder eine scharfe Schere

30. Klebebänder

Tesacrepp-Klebeband

Artikelnummer	Breite	Einheit
MR431920	19 mm	Rolle
MR432950	50 mm	Rolle



Tesaleinen-Klebeband

Artikelnummer	Breite	Einheit
MR454119	19 mm	Rolle
MR454130	30 mm	Rolle
MR454150	50 mm	Rolle



3M Klebeband für PVA-Folie elastisch

Artikelnummer	Breite	Einheit
MR480025	25 mm	Rolle





Scotch-Glasfaser Klebeband

Artikelnummer	Breite	Einheit
MR489519	19 mm	Rolle



Coroplast-Klebeband

Artikelnummer	Breite	Einheit
MR4933230	30 mm	25 m Rolle
MR4933250	50 mm	10 m Rolle




Doppelseitiges Klebeband

Artikelnummer	Breite	Einheit
MR482719	20 mm	Rolle
MR482738	38 mm	Rolle



31. Schleifmittel

Schleifmittel Silikon Schleifkegel



Silikon-Polier-Schleifkegel zum Polieren von Kunststoffen, mit wechselbaren Silikonhülsen

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewinde
WL055460	Silikon-Polier-Schleifkegel 25 mm ROT Weich	5/8"
WL055462	Silikon-Polier-Schleifkegel 25 mm WEISS Fest	5/8"
WL055464	Silikon-Polier-Schleifkegel 50 x 75 gerillt	5/8"

Ersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung
WL055463	Silikon-Polier-Schleifkegel Ersatzhülse 25 mm WEISS Fest (für WL055462)
WL055461	Silikon-Polier-Schleifkegel Ersatzhülse 25 mm ROT Weich (für WL055460)



Schleifhülsen- und Walzen



WS284040
WS284150

Mini-Schleifhülse klein 25 mm Kö:150 fein
Mini-Schleifhülse klein 25 mm Kö:40 grob

Stück
Stück



WS283158
WL055275

Mini-Schleifwalze klein 25 mm 5/8"
Mini Schleifkegel zylindrisch klein, 25x50mm 5/8"



WS289010
WS289020

Schleifhülse für Kegelschleifer Ø 24 mm
36 x 60 mm K50 konisch
Schleifhülse für Kegelschleifer Ø 24 mm
36 x 60 mm K80 konisch

Stück
Stück



WS288016
WS288058

Kegelschleifer Ø 24 mm 36 x 60 mm M16
Kegelschleifer Ø 24 mm 36 x 60 mm 5/8"



WS291040
WS291080
WS291150
WS292040
WS292080
WS292150

Schleifhülse MIDI Ø45 mm
Schleifhülse MIDI Ø45 mm
Schleifhülse MIDI Ø45 mm
Schleifhülse MEDIUM Ø60 mm
Schleifhülse MEDIUM Ø60 mm
Schleifhülse MEDIUM Ø60 mm

KÖ40
KÖ80
KÖ150
KÖ40
KÖ80
KÖ150

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück



WS298141


Schleifvlieswalze Ø60mm, 50mm lang M6

Stück





WL05953024	Schleifhülse LANG 72.5 x 200 mm KÖ24	Stück
WL05953040	Schleifhülse LANG 72.5 x 200 mm KÖ40	Stück
WL05953080	Schleifhülse LANG 72.5 x 200 mm KÖ80	Stück



WL0552604	Schleifhülse Zirkon KÖ40 zu Gummi-Schleifwalze 72,5 x 200 blau	Pack
-----------	--	------



WS285200	Schleifwalze lang mit konischem Loch 200 x 72,5 mm
----------	--

WS287910	Schleifhütchen für Stirnputzer 45 mm grob, K40	Pack/6 Stück
WS287920	Schleifhütchen für Stirnputzer 45 mm mittel, K80	Pack/20 Stück
WS287930	Schleifhütchen für Stirnputzer 45 mm mittel, K150	Pack/6 Stück
WS287010	Schleifhütchen für Stirnputzer 65 mm grob, K40	Pack/8 Stück
WS287020	Schleifhütchen für Stirnputzer 65 mm mittel, K80	Pack/6 Stück
WS287030	Schleifhütchen für Stirnputzer 65 mm mittel, K150	Pack/6 Stück



WS286016	Stirnputzer 65 x 90 mm M16
WS286058	Stirnputzer 65 x 90 mm 5/8"
WS286916	Stirnputzer 45 x 70 mm M16
WS286958	Stirnputzer 45 x 70 mm 5/8"





Schleifhütchen 21x40mm

WS285960	Schleifhütchen für Sitrnputzer 21x40mm, KÖ 60	50/Pack
WS285915	Schleifhütchen für Sitrnputzer 21x40mm, KÖ 150	50/Pack
WS285928	Schleifhütchen für Sitrnputzer 21x40mm, KÖ 280	Stück

Schleifhütchen 11x25mm


WS285760	Schleifhütchen für Sitrnputzer 11x25mm, KÖ 60	50/Pack
WS285715	Schleifhütchen für Sitrnputzer 11x25mm, KÖ 150	50/Pack
WS285728	Schleifhütchen für Sitrnputzer 11x25mm, KÖ 280	Stück

Schleifhütchen 16x25mm

WS285829	Schleifhütchen für Sitrnputzer 16x25mm, KÖ 60	50/Pack
WS285830	Schleifhütchen für Sitrnputzer 16x25mm, KÖ 280	Stück
WS285831	Schleifhütchen für Sitrnputzer 16x25mm, KÖ 150	50/Pack

Schleifhütchen 16x32mm

WS285860	Schleifhütchen für Sitrnputzer 16x32mm, KÖ 60	50/Pack
WS2858150	Schleifhütchen für Sitrnputzer 16x32mm, KÖ 150	50/Pack



Flexible Gripstreifen

WS35109	Flexible Gripstreifen 139x114mm Korn 320	Rolle à 20 Streifen
WS35112	Flexible Gripstreifen 139x114mm Korn 800	Rolle à 20 Streifen



Schleifbänder und Putzer


WS282101	Feinputzer-Band 46 x 58 mm grob, Kö:40	Stück
WS282102	Feinputzer-Band 46 x 58 mm mittel, Kö:80	Stück
WS282103	Feinputzer-Band 46 x 58 mm fein, Kö:150	Stück
WS282201	Feinputzer -Band 60 x 58 mm grob, Kö:40	Stück
WS282202	Feinputzer-Band 60 x 58 mm mittel, Kö:80	Stück
WS282203	Feinputzer-Band 60 x 58 mm fein, Kö:150	Stück
WS282301	Feinputzer-Band 60 x 100 mm grob, Kö:60	Stück
WS282302	Feinputzer-Band 60 x 100 mm mittel, Kö:100	Stück
WS282303	Feinputzer-Band 60 x 100 mm fein, Kö:150	Stück
WS282401	Feinputzer-Band 85 x 58 mm grob, Kö:60	Stück
WS282402	Feinputzer-Band 85 x 58 mm mittel, Kö:100	Stück
WS282403	Feinputzer-Band 85 x 58 mm fein, Kö:150	Stück



WS281116	Feinputzer nach Habermann 46 x 58 mm M16	
WS281158	Feinputzer nach Habermann 46 x 58 mm 5/8"	
WS281216	Feinputzer nach Habermann 60 x 58 mm M16	
WS281258	Feinputzer nach Habermann 60 x 58 mm 5/8"	
WS281316	Feinputzer nach Habermann 60 x 100 mm M16	
WS281358	Feinputzer nach Habermann 60 x 100 mm 5/8"	
WS281416	Feinputzer nach Habermann 85 x 58 mm M16	
WS281458	Feinputzer nach Habermann 85 x 58 mm 5/8"	



MC23100	Schleifgitter 230 x 280 mm KÖ100 für Nassschleifen (Stück) Schwarz	
---------	---	--



Surform

ML65123	Surform-Raspelhalter für flach und halbrund	Stück
ML65125	Surform-Raspelhalter rund	Stück
ML65126	Surform-Raspel Ersatzblatt flach	Stück
ML65127	Surform-Raspel Ersatzblatt halbrund	Stück
ML65128	Surform-Raspel Ersatzblatt rund	Stück



ML65129	Ersatzblatt für Gipsglätter flach	(Stück)
---------	-----------------------------------	---------





PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich
