



Orthetik Katalog

Version:

30.07.2024



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

1. Comfit Peronäus-Orthese
2. Launchpad Produkte, Pivot etc.
3. Hylton Kompressionsorthesen (HO)
4. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse

1. Comfit Peronäus-Orthese

HMV-Nr. 23.03.02.6031



Vorteile

- passt dank des flachen Designs in nahezu jeden Schuh
- superleicht (nur ca. 95 g in Größe L, ohne Polster)

Indikationen

- Fußheberparese
- Fallfuß
- reversibler Spitzfuß (z.B. nach Schlaganfall, multipler Sklerose o.a. neurologischen Erkrankungen)

Kontraindikationen

- makroskopische Verformung des Fußes oder Sprunggelenkes
- akute ödem. Spastik mit mäßiger bis schwerer Ausprägung
- Kontraktur des vorderen und des hinteren Schienbeinmuskels, die sich durch die einfache Haltungskorrektur der Orthese nicht beheben lässt.

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils das passende Wadenpolster inkl. Klettverschluss

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Schuhgröße |
|---------------|--|------------|
| O10E806113 | Comfit AFO Peronäusschiene, small, links - Standard | bis 42 |
| O10E806123 | Comfit AFO Peronäusschiene, small, rechts - Standard | bis 42 |
| O10E806117 | Comfit AFO Peronäusschiene, large, links - Standard | ab 43 |
| O10E806127 | Comfit AFO Peronäusschiene, large, rechts - Standard | ab 43 |
| O10E806157 | Comfit AFO Peronäusschiene, large, links - Breit | ab 43 |
| O10E806167 | Comfit AFO Peronäusschiene, large, rechts - Breit | ab 43 |

Die Ersatzpolster (inkl. Klettverschluss) sind auch separat als Set erhältlich.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |
|---------------|---|
| O11E8061T03 | Comfit Polsterset für AFO Peronäusschiene, small (< Gr. 42) |
| O11E8061T05 | Comfit Polsterset für AFO Peronäusschiene, large (Gr.42-47) |

Launchpad Produkte für AFOs nach Maß



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit






PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



SNAPSTOP




X-tension






Launchpad Produkte

1. SNAPstop™ Bei jeder Bestellung von SNAPstop ist ein Dummy enthalten.




Erwachsenen Größe



| Erwachsenen (Gross) SNAPstop™ (inklusive je 1 Dummy) | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | Dorsiflexion 2 (DF2) | Dorsiflexion 1 (DF1) | Neutral (N) | Plantarflexion 1 (P1) |
| Bestellnummer | ODSAMBDF2 | ODSAMBDF1 | ODSAMBN01 | ODSAMBPF1 |
| Anzahl | | | | |

Kinder Größe



| Kinder (Pedi) SNAPstop™ (inklusive je 1 Dummy) | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | Dorsiflexion 2 (DF2) | Dorsiflexion 1 (DF1) | Neutral (N) | Plantarflexion 1 (P1) |
| Bestellnummer | ODSPMBDF2 | ODSPMBDF1 | ODSPMBN01 | ODSPMBPF1 |
| Anzahl | | | | |


O1 V1-01.23




Launchpad Produkte

2. Pivot GelenkTM

Erwachsenen Größe



Kinder Größe




| | |
|--------------------|----------|
| Erwachsene (Gross) | (1 Paar) |
| Bestellnummer | ODAPKG01 |
| Anzahl: | |


| | |
|---------------|----------|
| Kinder(Pedi) | (1 Paar) |
| Bestellnummer | ODPPKG01 |
| Anzahl: | |

3. X-tensionTM

Erwachsenen Größe



Kinder Größe



| Erwachsenen (Gross) X-tension TM | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Dynamische X-tension, Material Stärke | | | | | Statisch |
| | 3,175 mm | 4mm | 4,76 mm | 6,35 mm | starr |
| Bestellnummer | ODXAD0020 | ODXA0030 | ODXAD0040 | ODXAD0050 | ODXAS0001 |
| Anzahl | | | | | |

| Kinder (Pedi) X-tension TM | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dynamische X-tension, Material Stärke | | | | | Statisch |
| | 2,4mm | 3,175 mm | 4mm | 4,76 mm | starr |
| Bestellnummer | ODXPD0010 | ODXPD0020 | ODXPD0030 | ODXPD0040 | ODXPS0001 |
| Anzahl: | | | | | |

O1 V1-01.23

3. Hylton Kompressionsorthesen (HO)



Art. HOSS XX

HO Kompression Schulter / Rumpf / Shirt, kurzarm mit Reißverschluss und Silikonabschlussband

Die Oberkörper-Orthese mit kurzem Arm bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und der sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörung, Rett Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich



Art. HOS XX

HO Kompression Schulter /Rumpf / Shirt, langarm mit Reißverschluss und Silikonabschlussband

Die Oberkörper-Orthese mit langem Arm bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und der sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörung, Rett Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

| Artikelnummer Kurzarm-Shirt | Artikelnummer Langarm-Shirt | Brustumfang (cm) | Länge (Acromion zu Trochanter major in cm) |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| HOSS44 | HOS44 | 44 | 27,94 |
| HOSS47 | HOS47 | 47 | 31,11 |
| HOSS51 | HOS51 | 51 | 35,56 |
| HOSS54 | HOS54 | 54 | 39,00 |
| HOSS57 | HOS57 | 57 | 45,72 |
| HOSS60 | HOS60 | 60 | 47,00 |
| HOSS64 | HOS64 | 64 | 50,50 |
| HOSS67 | HOS67 | 67 | 56,40 |



Art. HOSP XX

HO Kompression Becken / Bein / Hose, kurz

Die knielange Unterkörper-Orthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit der TLSO Weste oder einer Oberkörper-Orthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrome, Ataxie, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Taille über Nabel erforderlich



Art. HOP XX

HO Kompression Becken / Bein / Hose, lang

Die knöchellange Unterkörper-Orthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit der TLSO Weste oder einer Oberkörper-Orthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxie, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Taille über Nabel erforderlich

| Artikelnummer Hose kurz | Artikelnummer Hose lang | Umfang Taille über Nabel (cm) | Länge Hose kurz (cm) | Länge Hose lang (cm) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HOSP43 | HOP43 | 43 | 27,30 | 40,33 |
| HOSP45 | HOP45 | 45 | 30,48 | 45,00 |
| HOSP47 | HOP47 | 47 | 32,00 | 47,95 |
| HOSP49 | HOP49 | 49 | 33,02 | 49,80 |
| HOSP51 | HOP51 | 51 | 34,29 | 52,70 |
| HOSP53 | HOP53 | 53 | 36,83 | 56,84 |
| HOSP55 | HOP55 | 55 | 39,37 | 63,19 |
| HOSP57 | HOP57 | 57 | 42,54 | 66,60 |
| HOSP59 | HOP59 | 59 | 45,30 | 70,04 |
| HOSP61 | HOP61 | 61 | 46,00 | 71,70 |
| HOSP63 | HOP63 | 63 | 48,89 | 77,80 |
| HOSP65 | HOP65 | 65 | 50,16 | 79,30 |
| HOSP67 | HOP67 | 67 | 54,70 | 81,70 |



Art. HOV XX

HO Kompression TLSO Weste 2-lagig, abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss

Die TLSO Weste unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Muskelschwund, Bewegungsstörung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich



Art. HOVX XX

HO Kompression TLSO Weste 2-lagig, abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss, mit starren Posterior X-Panels

Die TLSO Weste mit 2 X-Panels (Platten) unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Muskelschwund, Bewegungsstörung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

| Artikelnummer TLSO Weste | Artikelnummer TLSO Weste mit X Panels | Brustumfang (cm) | Gesamtlänge (Acromion zu Trochanter in cm) |
|-----------------------------|--|------------------|---|
| HOV44 | HOVX44 | 44 | 30,75 |
| HOV47 | HOVX47 | 47 | 34,50 |
| HOV51 | HOVX51 | 51 | 38,25 |
| HOV54 | HOVX54 | 54 | 44,00 |
| HOV57 | HOVX57 | 57 | 47,75 |
| HOV60 | HOVX60 | 60 | 51,50 |
| HOV64 | HOVX64 | 64 | 55,25 |
| HOV67 | HOVX67 | 67 | 59,00 |



Art. HOAS XX

HO Kompression Arm Orthese mit Silikonabschlussband

Die Arm-Orthese bewirkt die volle Armstabilität, Kontrolle der Feinmotorik, steigert das Gefühl für die Gliedmaßen, Koordination und neurologische Rückmeldung. Sie ist ideal für Patienten mit Hemiplegie, Verletzungen des Plexus Brachialis, cerebraler Lähmung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Oberarm an Achsel gemessen erforderlich

| Artikelnummer Arm Orthese | Oberarmumfang (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| HOAS13 | 13 | 19,05 |
| HOAS14 | 14 | 20,06 |
| HOAS16 | 16 | 22,86 |
| HOAS17 | 17 | 24,07 |
| HOAS18 | 18 | 28,00 |
| HOAS20 | 20 | 30,48 |
| HOAS21 | 21 | 32,04 |
| HOAS22 | 22 | 35,56 |
| HOAS24 | 24 | 38,10 |
| HOAS25 | 25 | 40,00 |
| HOAS26 | 26 | 42,50 |
| HOAS28 | 28 | 45,72 |



Art. HOG X

HO Kompression Hand / Unterarm Orthese

Die Handgelenks-Orthese bewirkt die Kontrolle der Feinmotorik, steigert die Stabilität, verringert Hypersensibilität und die sensorische Wahrnehmung in der Hand und dem Handgelenk. Sie ist ideal für Patienten mit einseitiger Lähmung, athetotische oder spastische Tetraplegie, Rett Syndrom, Angelman Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.


Maß: Breite der Hand am weitesten Teil über Daumen erforderlich

| Artikelnummer Hand Orthese | Handbreite über Daumen (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| HOG5 | 5 | 11,43 |
| HOG5.5 | 5,5 | 12,19 |
| HOG6 | 6 | 13,03 |
| HOG6,5 | 6,5 | 14,04 |
| HOG7 | 7 | 15,55 |
| HOG7,5 | 7,5 | 16,50 |
| HOG8 | 8 | 17,02 |

4. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse

QuickFit™ Strap und QuickFit™ Buckle


Mit einer Hand zu bedienen



Klettverschluss mit Drehknopf

(Kann mit Magnetverschluss QuickFit™ Buckle ergänzt werden)

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Größe | Knopf Ø | Farbe |
|---------------|--------------------|-------------------|---------|---------|
| PK141013005 | QuickFit™ Strap | 1,5"-38mm schwarz | 30 mm | schwarz |



Magnetverschluss mit Y-Klettband

(Ergänzung / Verlängerung für QuickFit™ Strap)

Magnetverschlussgröße Länge: 7cm Breite: 3,2cm

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Gurtbandgröße | Farbe |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|
| PK141500005 | QuickFit™ Buckle Magnetverschluss | 1,5" -38mm | schwarz |

QuickFit™ Lacer

Mit einer Hand zu bedienen




PK018013005



PK020013005



PK022013005



PK024023005



Vormontiert mit Klebefixierung zur einfachen Anbringung

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Größe | Knopf Ø |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| PK018013005 | QuickFit™ Lacer (4 Schlaufen) | x-small | 30 mm |
| PK020013005 | QuickFit™ Lacer (6 Schlaufen) | small | 30 mm |
| PK022013005 | QuickFit™ Lacer (8 Schlaufen) | medium | 30 mm |
| PK024023005 | Quick Fit™ Lacer (10 Schlaufen) | large | 37 mm |

Mit 3 zu öffnenden Schlaufen

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Größe | Knopf Ø |
|---------------|---------------------------|-------|---------|
| PK0165230 | QuickFit™ Releasing Lacer | large | 37 mm |



PK0165230

Ersatzteile:

PK02LACERSM QuickFit™ Lacer Ersatz Kit für:
X-Small PK018013005, Small PK020013005, Medium PK022013005

PK02LACERL QuickFit™ Lacer Ersatz Kit für:
Large PK024023005



Ergänzungsteile/Zubehör für QuickFit™ Lacer

Mit einer Hand zu bedienen



Bild 2



Bild 3

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe |
|----------------------|--|---------|
| PK020SP1040 (Bild 2) | Nieten für QuickFit™ Lacer 100 Stück | schwarz |
| PK020SP104Z (Bild 3) | Nietzange für Nieten von QuickFit™ Lacer | schwarz |

Magnetverschlüsse für viele Anwendungen



Art. PKM6021

Magnet-Verschluss für 20 mm Gurtbreite,
mechanische Verriegelung, seitlich aufschiebbar

Art. PKM8010

Magnet-Verschluss für 30 mm Gurtbreite,
mechanische Verriegelung, seitlich aufschiebbar



Art. PKM1130

Magnet-Verschluss

V-Buckle für 25 mm Gurtbreite

Art. PKM6022

Magnet-Knopfverschluss,
schraubbar, schwarz

