



PROTHESEUS



Katalog

Orthetik

VERSION: 27.02.2025

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

1. Comfit Peronäus-Orthese
2. Launchpad Produkte
3. Hylton Kompressionsorthesen (HO)
4. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse

1. Comfit Peronäus-Orthese

HMV-Nr. 23.03.02.6031



Vorteile

- passt dank des flachen Designs in nahezu jeden Schuh
- superleicht (nur ca. 95 g in Größe L, ohne Polster)

Indikationen

- Fußheberparese
- Fallfuß
- reversibler Spitzfuß (z.B. nach Schlaganfall, multipler Sklerose o.a. neurologischen Erkrankungen)

Kontraindikationen

- makroskopische Verformung des Fußes oder Sprunggelenkes
- akute ödem. Spastik mit mäßiger bis schwerer Ausprägung
- Kontraktur des vorderen und des hinteren Schienbeinmuskels, die sich durch die einfache Haltungskorrektur der Orthese nicht beheben lässt.

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils das passende Wadenpolster inkl. Klettverschluss

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schuhgröße
O10E806113	Comfit AFO Peronäusschiene, small, links - Standard	bis 42
O10E806123	Comfit AFO Peronäusschiene, small, rechts - Standard	bis 42
O10E806117	Comfit AFO Peronäusschiene, large, links - Standard	ab 43
O10E806127	Comfit AFO Peronäusschiene, large, rechts - Standard	ab 43
O10E806157	Comfit AFO Peronäusschiene, large, links - Breit	ab 43
O10E806167	Comfit AFO Peronäusschiene, large, rechts - Breit	ab 43

Die Ersatzpolster (inkl. Klettverschluss) sind auch separat als Set erhältlich.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung
O11E8061T03	Comfit Polsterset für AFO Peronäusschiene, small (< Gr. 42)
O11E8061T05	Comfit Polsterset für AFO Peronäusschiene, large (Gr.42-47)

2. Launchpad Produkte






SNAPSTOP




X-tension



1. SNAPstop™ Bei jeder Bestellung von SNAPstop ist ein Dummy enthalten.




Erwachsenen Größe



Erwachsenen (Gross) SNAPstop™ (inklusive je 1 Dummy)				
	Dorsiflexion 2 (DF2)	Dorsiflexion 1 (DF1)	Neutral (N)	Plantarflexion 1 (P1)
Bestellnummer	ODSAMBDF2	ODSAMBDF1	ODSAMBN01	ODSAMBPF1
Anzahl				


Kinder Größe




Kinder (Pedi) SNAPstop™ (inklusive je 1 Dummy)				
	Dorsiflexion 2 (DF2)	Dorsiflexion 1 (DF1)	Neutral (N)	Plantarflexion 1 (P1)
Bestellnummer	ODSPMBDF2	ODSPMBDF1	ODSPMBN01	ODSPMBPF1
Anzahl				

Pivot Gelenk™

Erwachsenen Größe



Kinder Größe




Erwachsene (Gross)	(1 Paar)
Bestellnummer	ODAPKG01
Anzahl:	


Kinder(Pedi)	(1 Paar)
Bestellnummer	ODPPKG01
Anzahl:	

X-Tension™

Erwachsenen Größe



Kinder Größe



Erwachsenen (Gross) X-tension™					
Dynamische X-tension, Material Stärke					Statisch
	3,175 mm	4mm	4,76 mm	6,35 mm	starr
Bestellnummer	ODXAD0020	ODXA0030	ODXAD0040	ODXAD0050	ODXAS0001
Anzahl					

Kinder (Pedi) X-tension™					
Dynamische X-tension, Material Stärke					Statisch
	2,4mm	3,175 mm	4mm	4,76 mm	starr
Bestellnummer	ODXPD0010	ODXPD0020	ODXPD0030	ODXPD0040	ODXPS0001
Anzahl:					



Art. HOSS XX

HO Kompression Schulter / Rumpf / Shirt, kurzarm mit Reißverschluss und Silikonabschlussband

Die Oberkörper-Orthese mit kurzem Arm bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und der sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörung, Rett Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich



Art. HOS XX

HO Kompression Schulter /Rumpf / Shirt, langarm mit Reißverschluss und Silikonabschlussband

Die Oberkörper-Orthese mit langem Arm bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und der sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörung, Rett Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

Artikelnummer Kurzarm-Shirt	Artikelnummer Langarm-Shirt	Brustumfang (cm)	Länge (Acromion zu Trochanter major in cm)
HOSS44	HOS44	44	27,94
HOSS47	HOS47	47	31,11
HOSS51	HOS51	51	35,56
HOSS54	HOS54	54	39,00
HOSS57	HOS57	57	45,72
HOSS60	HOS60	60	47,00
HOSS64	HOS64	64	50,50
HOSS67	HOS67	67	56,40



Art. HOSP XX

HO Kompression Becken / Bein / Hose, kurz

Die knielange Unterkörper-Orthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit der TLSO Weste oder einer Oberkörper-Orthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrome, Ataxie, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Taille über Nabel erforderlich



Art. HOP XX

HO Kompression Becken / Bein / Hose, lang

Die knöchellange Unterkörper-Orthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit der TLSO Weste oder einer Oberkörper-Orthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxie, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Taille über Nabel erforderlich

Artikelnummer Hose kurz	Artikelnummer Hose lang	Umfang Taille über Nabel (cm)	Länge Hose kurz (cm)	Länge Hose lang (cm)
HOSP43	HOP43	43	27,30	40,33
HOSP45	HOP45	45	30,48	45,00
HOSP47	HOP47	47	32,00	47,95
HOSP49	HOP49	49	33,02	49,80
HOSP51	HOP51	51	34,29	52,70
HOSP53	HOP53	53	36,83	56,84
HOSP55	HOP55	55	39,37	63,19
HOSP57	HOP57	57	42,54	66,60
HOSP59	HOP59	59	45,30	70,04
HOSP61	HOP61	61	46,00	71,70
HOSP63	HOP63	63	48,89	77,80
HOSP65	HOP65	65	50,16	79,30
HOSP67	HOP67	67	54,70	81,70



Art. HOV XX

HO Kompression TLSO Weste 2-lagig,
abnehmbares Schrittteil mit
Klettverschluss

Die TLSO Weste unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Muskelschwund, Bewegungsstörung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich



Art. HOVX XX

HO Kompression TLSO Weste
2-lagig, abnehmbares Schrittteil mit
Klettverschluss, mit starren Posterior X-
Panels

Die TLSO Weste mit 2 X-Panels (Platten) unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Muskelschwund, Bewegungsstörung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

Artikelnummer TLSO Weste	Artikelnummer TLSO Weste mit X Panels	Brustumfang (cm)	Gesamtlänge (Acromion zu Trochanter in cm)
HOV44	HOVX44	44	30,75
HOV47	HOVX47	47	34,50
HOV51	HOVX51	51	38,25
HOV54	HOVX54	54	44,00
HOV57	HOVX57	57	47,75
HOV60	HOVX60	60	51,50
HOV64	HOVX64	64	55,25
HOV67	HOVX67	67	59,00



Art. HOAS XX

HO Kompression Arm Orthese mit Silikonabschlussband

Die Arm-Orthese bewirkt die volle Armstabilität, Kontrolle der Feinmotorik, steigert das Gefühl für die Gliedmaßen, Koordination und neurologische Rückmeldung. Sie ist ideal für Patienten mit Hemiplegie, Verletzungen des Plexus Brachialis, cerebraler Lähmung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Oberarm an Achsel gemessen erforderlich

Artikelnummer Arm Orthese	Oberarmumfang (cm)	Gesamtlänge (cm)
HOAS13	13	19,05
HOAS14	14	20,06
HOAS16	16	22,86
HOAS17	17	24,07
HOAS18	18	28,00
HOAS20	20	30,48
HOAS21	21	32,04
HOAS22	22	35,56
HOAS24	24	38,10
HOAS25	25	40,00
HOAS26	26	42,50
HOAS28	28	45,72



Art. HOG X

HO Kompression Hand / Unterarm Orthese


Die Handgelenks-Orthese bewirkt die Kontrolle der Feinmotorik, steigert die Stabilität, verringert Hypersensibilität und die sensorische Wahrnehmung in der Hand und dem Handgelenk. Sie ist ideal für Patienten mit einseitiger Lähmung, athetotische oder spastische Tetraplegie, Rett Syndrom, Angelman Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Breite der Hand am weitesten Teil über Daumen erforderlich

Artikelnummer Hand Orthese	Handbreite über Daumen (cm)	Gesamtlänge (cm)
HOG5	5	11,43
HOG5.5	5,5	12,19
HOG6	6	13,03
HOG6,5	6,5	14,04
HOG7	7	15,55
HOG7,5	7,5	16,50
HOG8	8	17,02

QuickFit™ Strap und QuickFit™ Buckle


Mit einer Hand zu bedienen



Klettverschluss mit Drehknopf

(Kann mit Magnetverschluss QuickFit™ Buckle ergänzt werden)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Knopf Ø	Farbe
PK141013005	QuickFit™ Strap	1,5"-38mm schwarz	30 mm	schwarz



Magnetverschluss mit Y-Klettband

(Ergänzung / Verlängerung für QuickFit™ Strap)

Magnetverschlussgröße Länge: 7cm Breite: 3,2cm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Gurtbandgröße	Farbe
PK141500005	QuickFit™ Buckle Magnetverschluss	1,5" -38mm	schwarz

QuickFit™ Lacer

Mit einer Hand zu bedienen




PK018013005



PK020013005



PK022013005



PK024023005




Vormontiert mit Klebefixierung zur einfachen Anbringung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Knopf Ø
PK018013005	QuickFit™ Lacer (4 Schlaufen)	x-small	30 mm
PK020013005	QuickFit™ Lacer (6 Schlaufen)	small	30 mm
PK022013005	QuickFit™ Lacer (8 Schlaufen)	medium	30 mm
PK024023005	Quick Fit™ Lacer (10 Schlaufen)	large	37 mm

Mit 3 zu öffnenden Schlaufen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Knopf Ø
PK0165230	QuickFit™ Releasing Lacer	large	37 mm



PK0165230

Ersatzteile:

PK02LACERSM QuickFit™ Lacer Ersatz Kit für:
X-Small PK018013005, Small PK020013005, Medium PK022013005

PK02LACERL QuickFit™ Lacer Ersatz Kit für:
Large PK024023005



Ergänzungsteile/Zubehör für QuickFit™ Lacer

Mit einer Hand zu bedienen



Bild 1



Bild 2

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe
PK020SP1040 (Bild 1)	Nieten für QuickFit™ Lacer 100 Stück	schwarz
PK020SP104Z (Bild 2)	Nietzange für Nieten von QuickFit™ Lacer	schwarz

Magnetverschlüsse für viele Anwendungen



Art. PKM6021

Magnet-Verschluss für 20 mm Gurtbreite,
mechanische Verriegelung, seitlich aufschiebbar

Art. PKM8010

Magnet-Verschluss für 30 mm Gurtbreite,
mechanische Verriegelung, seitlich aufschiebbar



Art. PKM1130

Magnet-Verschluss

V-Buckle für 25 mm Gurtbreite

Art. PKM6022

Magnet-Knopfverschluss,
schraubbar, schwarz





PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich
